

ミニキューブ mini cube

Under Table or Desk Top

Refrigerator

+4°C

約920

Freezer

-28°C

約690



ノンフロン製品
フロン排出抑制法対象外

- 場所をとらないコンパクト設計で、スペースを有効活用!
- 利用頻度の高いサンプルを、直ぐお手元で冷蔵・冷凍保管!

Refrigerator

小型冷蔵庫



モデル: **KX-1021HC**

価格 **¥140,000**

- 外寸法: W550×D620×H630mm
- 電源: AC100V 50/60Hz

Freezer

小型冷凍庫



モデル: **GX-823HC**

価格 **¥150,000**

- 外寸法: W550×D620×H630mm
- 電源: AC100V 50/60Hz

※2022年4月から価格が変更になりました。

特長

- 高さ約630mmのコンパクト設計。実験台・クリーンベンチの下や、研究機の上等の空間スペースを有効活用できます。
※実験台の下等に設置する場合は、上方は4cmの隙間を確保してください。
- 庫内は引き出し式を採用しているため、扉開閉時の冷気漏れを防ぐとともに、保存物の収納・整理に便利です(KX-1021HCは一部引出し式)。
- オゾン層を破壊せず、地球温暖化の影響も少ないノンフロン冷媒を採用。冷却効率の高いノンフロン冷媒(イソブタン)の使用により、消費電力の低い省エネ製品。
- 無風冷却方式の採用により、風による保存物の乾燥を防ぎます。
- GX-823HCは温度上昇警報、キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備。
- RoHS指令(欧州有害物質使用制限)にも対応しており、環境負荷の小さい製品です。
- 設置場所の都合等によって、扉の開閉方向を変更することができます。(製品の出荷前にご依頼下さい)



日本フリーザー株式会社

URL: <https://www.nihon-freezer.co.jp>

日本フリーザー株式会社はFun to Shareに参加しています

Fun to Share

みんなでシェアして、従業員同様に。

ミニキューブ仕様

モデル	KX-1021HC	GX-823HC
種別	冷蔵庫	冷凍庫
冷却性能	+2℃～+10℃	-14℃～-28℃
内容積	約92ℓ	約69ℓ
外寸法(mm)	W550×D620×H630	W550×D620×H630
内寸法(mm)	W485×D460×H500	W420×D420×H450
外装/内装	鋼板アクリル樹脂焼付塗装/硬質樹脂(PS)	
断熱材	発泡ポリウレタン(HCノンフロン)	
棚/引出し	網棚1段/ガラス棚1段/引出し2個	ガラス棚1段/引出し2個
棚耐荷重	約30kg(平積み時)	
圧縮機定格出力	125W	125W
冷却器	ロールボンド	パイプオンシート(壁面)
凝縮器	ワイヤーチューブ	
冷媒	R-600a(HCノンフロン)25g	R-600a(HCノンフロン)39g
電源	AC100V 50/60Hz 15A	
運転電流	1.6/1.4A	1.5/1.3A
消費電力	70/70W	80/80W
放熱量	260/260 KJ/h	290/290 KJ/h
除霜方式	電源OFFで自然解凍	
温度設定	アナログ式(庫内)	デジタル式
温度表示	アナログ式(庫内)	デジタル式
温度上昇警報	—	ブザー報知・ディスプレイ点滅
キーロックシステム	—	付(運転スイッチのみ)
重量	約32kg	約33kg
その他	庫内灯 15W×1	—

(注)1.上記仕様の冷却性能は、周囲温度+5℃～+30℃、無負荷時のものです。
 2.運転電流、消費電力は、周囲温度+30℃、記載最低温度・無負荷・安定時の値です。
 3.電源コード・プラグは、下図を参照してください。
 4.本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

オプション

オプションで鍵の取付が可能です。
 (製品の出荷前にご依頼下さい。)

サイドハンドル錠 (A-458-R)
 価格 ¥14,000/1箇所



KX-1021HC

寸法図 (単位: mm)

庫内写真

- ① 温度計
- ② 網棚 (取外し可能)
- ③ ガラス棚
- ④ 冷却室
- ⑤ 温度調節器/庫内灯
- ⑥ 収納ボックス

GX-823HC

寸法図 (単位: mm)

コントロールパネル

- ① 運転スイッチ
- ② スーパーフrostスイッチ
- ③ キーロック稼働表示
- ④ デジタル表示部
- ⑤ 庫内温度調節キー
- ⑥ アラームスイッチ

引出し内寸法 (消耗品)

- 上段: ¥8,800/個
- 下段: ¥7,700/個
- ※製品本体購入時にはフルセット付属されます。

保証について

製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、
 保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

●電源プラグと
 コンセントの形状
 12A-125V 3芯 2.7m



⚠️ 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品には冷媒としてイソブタン(可燃性)を使用していますので、弊社の認定した技術者以外は修理を行わないでください。
- 庫内での電気機器の使用は避けてください。万一、庫内で冷媒漏れが発生した場合、引火・爆発の原因となります。
- 周囲温度が+5℃～+30℃(冷蔵製品は[使用設定温度+5]℃～+30℃)以外の環境で使用しますと故障の原因となります。
- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。防爆製品以外に保管しますと爆発する危険性があります。また、酸・アルカリ等の腐食性の強い物質も保管しないでください。故障・爆発の原因となります。
- 当製品は保冷用です。急速凍結目的のご使用は避けてください。

発売元
日本フリーザー株式会社

販売店

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL.(03)3831-7643 FAX.(03)3832-0633
 大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号 TEL.(06)6337-0600 FAX.(06)6369-2166
 茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL.(029)855-1181 FAX.(029)855-0888
 名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市中区西山本通2丁目2番地 TEL.(052)788-7770 FAX.(052)788-7771
 神奈川営業所 〒251-0021 神奈川県横浜市鶴沼2丁目12神明商事ビル3階 TEL.(0466)29-0701 FAX.(0466)29-0702
 埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL.(048)933-2755 FAX.(048)936-2228

- 仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- 梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
- カタログの記載内容は2022年4月現在のものです。